

BANDAJES PARA MIEMBROS SUPERIORES

Bandajes para Fractura de Clavícula

Indicación: Fractura de Clavícula, no complicada.

Función: Mantiene reducida la fractura hasta su consolidación.

Tecnología: Se confecciona de cinta rígida con cierre de velcro.

Cabestrillo de tela

Indicación: Alivio del dolor en patologías, que afectan la extremidad superior gracias a su efecto de descarga e inmovilización.

Función: Sostiene la extremidad superior en su totalidad, inmovilización no estable de la misma.

Tecnología: Funda de tela ajustable con cinta rígida y veleros.



Cabestrillo Axilar

Indicación: Atrofias de la musculatura escapular que concommiten luxaciones o subluxaciones de la cabeza humeral.

Función: Restablece y mantiene las relaciones anatómicas perdidas entre la cabeza humeral y la glenoides en estas patologías.

Tecnología: Suspensorio axilar, que se confecciona de goma esponjosa, espuma de goma, se forra con vinil o piel y se fija con cintas o hebillas.

Cabestrillo de Cinta Rígida.

Indicación: Alivio del dolor en patologías de la extremidad superior.

Función: Mantener el codo en 90°.

Tecnología: Su confección es en extremo simple, 2 cintas rígidas con cierre de velcro.

Faja Braco Torácica (Cabestrillo de Doble Apoyo.)

Indicación: Fracturas de clavícula, luxaciones esternoclaviculares, bursitis, tendinitis del hombro, procesos dolorosos en la articulación del codo.

Función: Sustituye los vendajes de el pau y de desau.

Tecnología: Su confección es directamente sobre el paciente en una faja elastizada que rodea al tórax por debajo de las axilas, fija a su vez el brazo y el antebrazo con elásticos más finos y velcros en posición deseada.

Bandaje para Epicondilitis.

Indicación: Epicondilitis.

Función: Traslada distalmente la inserción de los supinadores y extensores del antebrazo y muñeca con el consiguiente alivio de la sintomatología características de esta patología.

Tecnología: Se confecciona de termoplástico y se ajusta con velcro al antebrazo.



Muñequeras.

Indicación: Lesiones capsulo ligamentosas ligeras y moderadas, artrosis, artritis postraumática.

Función: Inmovilización parcial de la muñeca.

Tecnología: Muñequera de Piel, Muñequera elástizada y Muñequera Emballada. Se confeccionan de piel, vinil o elásticos con cierre de velcro o hebillas.



Muñequera LEOHEN:

Indicación: Síndrome del tunel carpiano o de bullón. Tendinitis, osteoartritis, inestabilidad carpiana, esquiñes.

Función: Estabiliza e inmoviliza la articulación de la muñeca.

Tecnología: Confeccionada con piel o vinil con refuerzos dorsales y ventrales, cierre de velcro.

Muñequera para enfermos mentales (Especial).

Indicación: En pacientes con retraso mental y/o trastornos psiquiátricos.

Función: Reduce al paciente para su mejor manipulación.

Tecnología: Se confecciona de elástico con cierre de velcro.

Guantelete Reflexivo.

Indicación: Lesiones de los ligamentos flexores de los dedos en cualquiera de las zonas de la mano después de su reparación quirúrgica, anquilosis o rigidez articulares en los dedos.

Función: Flexión pasiva de los dedos con extensión activa de los mismos.

Tecnología: Como su nombre lo indica es un guantelete que viene troquelado al que se le adiciona elásticos o ligas que pasan a través de ojetes.

Codera de Gateo.

Indicación: En pacientes con dificultad motora importante que no logran la marcha en bipedestación.

Función: Protección de codos y rodillas durante el gateo.

Tecnología: Se confecciona de material interno suave, forrado de piel de guante y se ajusta a la extremidad con elásticos.